




金斯瑞蛋白预制胶,安全、高效、便捷,无需配制试剂,即开即用。




电泳条带更加清晰锐利



最快 20+min 完成电泳



无需手工配胶



电泳或染色操作时不易碎



Mini 最高上样量为 80μl


产品选择指导

SurePAGE™ Midi 蛋白预制胶		SurePAGE™ 10×8 Mini 蛋白预制胶	
凝胶体系	Bis-Tris 体系		
电泳缓冲液	MOPS, MES 电泳缓冲液		
凝胶大小	中型胶：13 cm×8.3 cm；厚度 1.0 mm	小型胶：8.4 cm×7.4 cm；厚度 1.0 mm	
可选上样孔数	20 wells, 26 wells	10 wells, 12 wells, 15 wells	
凝胶储存	2-8℃可保存18个月		

蛋白迁移指导图

[illegible]

凝胶染色图



凝胶: SurePAGE™ Midi, Bis-Tris, 4-12%, 20 wells (Cat. No. M00995)
上样: 5 µl PAGE-MASTER Protein Standard (Cat. No. M00516)

电泳槽的选择

- ◆ GenBox Midi Electrophoresis Tank (L01001)
- ◆ GenBox Mini Electrophoresis Tank (L00780)
- ◆ Bio-Rad Mini-PROTEAN® II & 3
- ◆ XCell4 SureLock™ Midi-Cell
- ◆ SureLock™ Tandem Midi Gel Tank
- ◆ Invitrogen Novex XCell I, II, & Surelock®
(与金斯瑞特供挡板一起使用)

产品列表

凝胶浓度 (%)	分离范围	SurePAGE™ Mini 20+ min快速电泳			SurePAGE™ Midi 20+ min快速电泳	
		10 孔	12 孔	15 孔	20 孔	26 孔
4-12	20-250 kDa	M00652	M00653	M00654	M00995	M00996
4-20	10-250 kDa	M00655	M00656	M00657	-	-
10	10 -160 kDa	M00664	M00665	M00666	M01106	M01107
12	6.5 -120 kDa	M00667	M00668	M00669	M01110	M01111
8	20 -180 kDa	M00661	M00662	M00663	-	-
8-16	10 -160 kDa	M00658	M00659	M00660	-	-
15	5-100 kDa	-	M00719	-	-	-

2hrs Western Blot 流程

