

## 2小时WB快速方案

金斯瑞为您提供一站式蛋白分析解决方案，我们对产品精雕细琢，我们执着于简化实验，1小时……30分钟……10分钟，我们也关心您的健康，试剂均采用安全配方，全力呵护您的健康！

实验从未如此轻松，2小时 WB快速方案，抢先体验。



## 产品列表

凝胶浓度 (%)	分离范围	SurePAGE™系列产品货号		
		10 孔	12 孔	15 孔
8	20 -180 kDa	M00661	M00662	M00663
10	10 -160 kDa	M00664	M00665	M00666
12	6.5 -120 kDa	M00667	M00668	M00669
8-16	10 -160 kDa	M00658	M00659	M00660
4-12	20-250 kDa	M00652	M00653	M00654
4-20	10-250 kDa	M00655	M00656	M00657
15	5-100kDa	-	M00719	-

备注：1. 蛋白预制胶一般选择原则：大蛋白建议使用MOPS及低浓度胶。小蛋白建议使用MES及高浓度胶。

2. 客户也可根据蛋白迁移指导图上条带的分布情况，选择合适浓度的蛋白预制胶。



# SurePAGE™ 蛋白预制胶



成功的实验，从一片预制胶开始

