



免疫检测试剂盒研发

您可信赖的全方位服务专家



金斯瑞科技拥有先进的科研理念和强大的研发实力，在抗原制备、蛋白表达纯化、抗体制备以及各项免疫检测方面拥有先进的技术和丰富的经验，可以为客户提供高效、快捷的免疫检测试剂盒研发服务。

服务范围

免疫试剂盒研发包括免疫原制备、抗体制备鉴定及检测方法建立。我们的项目经理会针对每个项目的计划、成本及交付内容进行严格的评定及审查，服务主要内容如下：


- 抗原和免疫原制备：多肽抗原合成、基因合成、蛋白表达、小分子偶联
- 多克隆和/或单克隆抗体制备及鉴定
- 抗体纯化和修饰
- 细胞系建立
- 抗体亚型鉴定及配对检测
- 试剂盒灵敏度、特异性及稳定性批间与批内检测
- 免疫检测试剂盒大规模生产



金斯瑞-您可信赖的全方位服务专家

作为中国最大的基因合成公司，金斯瑞还具有先进的 OptimumGene™ 基因设计软件，可以有效提高蛋白表达水平，同时金斯瑞还具备丰富的多肽合成经验，也提供最佳的抗体制备保证，上述这些，均为金斯瑞研发试剂盒的实力保证。

试剂盒研发服务基本流程



服务特色

- ★ **成功率高：**金斯瑞已成功研发了几十种免疫检测试剂盒
- ★ **质量高：**我们研发的试剂盒灵敏度高、特异性强、稳定性好
- ★ **周期短：**从免疫原制备到抗体生产再到免疫检测，仅需7-9个月，与其他公司相比周期缩短了25%-40%
- ★ **服务全面：**我们的免疫试剂盒开发服务包括免疫原制备、抗体制备鉴定及检测方法建立，为客户研发免疫检测试剂盒
- ★ **专业的支持：**每个项目都由经验丰富的专家制定周密的计划和进行严格的检测

金斯瑞其它特色抗体服务

- **快速多克隆抗体制备：**为客户节省45天左右宝贵时间！
- **经济型多克隆抗体制备：**灵活的选择服务规格，节省成本！
- **Western阳性保证型多抗制备服务：**有保障的抗体服务！
- **快速单抗制备：**高质量单克隆抗体60天即可获取！
- **大规模单抗生产：**包括腹水制备和细胞转瓶培养，满足单克隆抗体药物大量生产需求！

详细信息请查看：http://www.genscript.com.cn/antibody_service.html

金牌抗体产品，请查看：http://www.genscript.com.cn/antibody_product.html

便利联系方式

联系人	电话	传真	Email