


2019产品目录

南京金斯瑞体外 诊断 (IVD) 抗体





关于金斯瑞

南京金斯瑞是一家创新型生物科技公司，2002年在美国新泽西州成立，通过ISO9001，AAALAC和OLAW多方认证，并于2015年在香港联交所上市（股票代码HK01548）。公司研发总部位于中国南京，销售总部位于美国新泽西州，且在欧洲、日本、荷兰和中国均设立了分公司，服务了100多个国家的70,000多名客户。成立以来公司发展迅速，已成为全球领先的生物技术公司，在合成生物学领域拥有多项知识产权及技术机密。

金斯瑞作为以创新生物技术为导向的公司主要业务板块包括生命科学研究服务、临床前药物研发、**体外诊断活性原料**、生命科学研究目录产品、合成生物产品以及免疫疗法研发等。

金斯瑞诊断抗体的优势

国内自产

价格不受关税影响、供货不受清关和贸易政策影响，可长期提供稳定货源

体外重组表达

诊断抗体来自于细胞系体外重组表达！工业级量产平台 (>2 g/L)！高纯度！(HPLC $>95\%$)

抗体药研发生产平台

诊断抗体的筛选基于高通量药物筛选平台

ImmunoPlus™自有技术

打破T细胞免疫耐受，制备人鼠高同源性抗体

兔单抗平台

MonoRab™杂交瘤制备路线，亲和力更高，灵敏度更好，特异性更佳

自制多种抗原

DNA，多肽，蛋白，病毒包装外壳，细胞等

联系方式

南京金斯瑞生物科技有限公司



体外诊断营销部

李加忠（北区）

17368700686

3002993583

lijiazhong@genscript.com

任洪芹（中区）

17368469939

3002943275

renhongqin@genscript.com

杨兆壬（南区）

13372021160

3003317646

yangzhaoren@genscript.com

大陆地区体外诊断原料代理商：

成都博奥派克科技有限公司

北京博奥派克生物科技有限公司

王红霞

18628315536

904365204

Alice@biopike.com.cn

2019产品目录

南京金斯瑞体外诊断 (IVD) 抗体

金斯瑞可提供用于检验试剂盒开发的多条产品线的优质抗体原料。抗体经过多种应用平台检验（时间分辨免疫荧光、荧光层析、胶体金、化学发光、胶乳比浊、酶联免疫等），同时也经过了相关性的验证，使之能够满足不同平台诊断试剂盒的开发。

提供免费测试样品！

疾病/实验类型	标志物	目录号	克隆号	抗体类型	推荐配对 (捕获-检测)	已验证平台
骨代谢	 25-OH VD3	V00101	32F9C4	鼠单抗	-	酶联免疫/化学发光/ 荧光层析/胶体金
	25-OH VD2 & VD3	V00201	2E16	鼠单抗	-	酶联免疫/荧光层析
心脑血管疾病	 cTnI	V00301	5C7	鼠单抗	(32CD+6D11)-5C7 32CD-5C7 31D-32CD 5C7-6D11	酶联免疫/化学发光/ 胶体金 /微流控/荧光层析
		V00302	6D11			
		V00303	32CD			
		V00304	31D			
	 cTnT	V00401	25C11	鼠单抗	26D7-25C11	酶联免疫
		V00402	26D7			
	 Myoglobin	V00501	15C2	鼠单抗	15C2-16D3 16D3-15C2 M8D-M8A	酶联免疫/胶乳比浊/ 时间分辨免疫荧光/ 化学发光/胶体金 微流控
		V00502	16D3			
		V00503	M8A			
		V00504	M8D			
	 BNP	V00601	13C1	鼠单抗	13C1-14D5 1B14-14D5	酶联免疫/化学发光 /微流控/荧光层析
		V00602	14D5			
		V00603	1B14			
	NT-proBNP	V00701	7C4	鼠单抗	10B11-22B11	酶联免疫/荧光层析
		V00705	10B11	兔单抗		
		V00706	22B11			
	 h-FABP	V00901	27C1C	鼠单抗	27C1C-28D1E	酶联免疫/化学发光
		V00902	28D1E			
	 S100	V01001	2AC	鼠单抗	2AC-2BD1 B7B-2BD1	酶联免疫/化学发光/ 荧光层析/量子点
		V01002	2BD1			
		V01003	B7B			
	 CK-MB	V01301	1F7	鼠单抗	8D8-2F1 8D8-1F7	酶联免疫/化学发光/ 微流控
		V01302	8D8			
V01303		2F1				
 D-dimer	V01402	18D4	鼠单抗	16D25-18D4 16D25-15C18 15C18-16D25 15C18-18D4	酶联免疫/荧光层析/化学发光/ 时间分辨免疫荧光/胶体金/ 胶乳比浊	
	V01403	15C18				
	V01404	16D25				

疾病/实验类型	标志物	目录号	克隆号	抗体类型	推荐配对 (捕获-检测)	已验证平台		
心脑血管疾病	Lp-PLA2	V01101	9C42	鼠单抗	9C42-10D46	酶联免疫/胶乳比浊/荧光层析/ 时间分辨免疫荧光 /化学发光		
		V01102	10D46					
	hsCRP	V01501	11C2	鼠单抗	5D2-12D6 11C2-12D6	酶联免疫/胶乳比浊 /荧光层析		
		V01502	12D6					
		V01507	5D2					
	NEW ST2	V06101	6B3	鼠单抗	6B3-8H6 6B3-16G5	酶联免疫/荧光层析		
		V06102	8H6					
		V06103	16G5					
肾损伤标志物	HOT NGAL	V01601	5A9D12	鼠单抗	5A9D12-4C10A7	酶联免疫/微流控 /胶乳比浊/荧光层析/胶体金		
		V01602	4C10A7					
优生优育	PAPP-A	V01701	19D1	鼠单抗	1AC2-19D1	酶联免疫/胶体金		
		V01702	1AC2					
	HOT AMH	V05201	38C9	鼠单抗	38C9-39D7 38C9-103D6	酶联免疫/化学发光/ 荧光层析		
		V05202	39D7					
		V05203	139D4	兔单抗	39D7-103D6 139D4-103D6			
		V05204	103D6					
感染与炎症	NEW PCT	V01801	13D6	鼠单抗	E72-16A1 18D2-16A1 18M3-16A1 16A1-12C5	酶联免疫/化学发光/ 时间分辨免疫荧光		
		V01802	14D12					
		V01803	18D2					
		V01804	16A1					
		V01805	18M3					
		V01806	1A6					
		V01807	PE21					
		V01808	PE96					
	NEW Calcitonin	V01902	12C5	鼠单抗	MLB2-ML95 8C7-6F9 6F9-8C7	酶联免疫/时间分辨免疫 荧光/荧光层析/胶乳比浊 /化学发光		
		V01903	12E4					
		V01904	E72					
		HOT SAA	V02001				8C7	鼠单抗
	V02002		6F9					
	V02006		MLB2					
	V02007		ML95					
	NEW IL6	V06401	55E9	鼠单抗	55E9-55C6 125B3-55C6 9D4-125B3 21E8-55C6	酶联免疫/化学发光		
		V06402	9D4					
		V06403	55C6					
		V06404	55C4					
		V06405	35E1	兔单抗	35E1-55C6 55C4-55C6			
		V06406	21E8					
		V06407	125B3					
		CRP	V01502	12D6	鼠单抗		2R4-12D6	酶联免疫/胶乳比浊
			V01505	2R4				
肿瘤标志物		NEW CEA	V06201	RC66	鼠单抗		RC66-RC67	酶联免疫
	V06202		RC67					
	NEW AFP	V06301	RC6A	鼠单抗	RC6A-RC6B	酶联免疫/荧光层析		
		V06302	RC6B					
	NEW PSA	V07301	8A12	鼠单抗	7H2-8A12 8A12-7H2	酶联免疫/荧光层析 化学发光		
		V07302	7H2					

疾病/实验类型	标志物	目录号	克隆号	抗体类型	推荐配对 (捕获-检测)	已验证平台
肿瘤标志物	 PIVKA II	V06701	1C5	鼠单抗	-	酶联免疫/化学发光
	 CA125	V05901	C33	鼠单抗	D34-C33	酶联免疫/化学发光/ 荧光层析
		V05902	D34			
	 PG I	V05601	5F2	鼠单抗	5E3-5F2 1H5-5F2 8C4-1H5	酶联免疫/胶乳比浊/ 时间分辨免疫荧光/ 荧光层析
		V05602	5E3			
		V05603	1H5			
		V05604	8C4			
	 PG II	V05701	61C4	鼠单抗	61C4-5D5 7E8-61C4 7E8-5D5 7E8-1H9	酶联免疫/胶乳比浊/ 时间分辨免疫荧光/ 荧光层析
		V05702	5D5			
		V05703	1H9			
		V05704	7E8			
血清学	 Human IgE	V05301	RC7H	鼠单抗	RC13-RC7H	酶联免疫/化学发光
		V05302	RC13			
免疫组化	 ALK	V02101	4A4	鼠单抗	-	免疫组化
		PD-1	V02201			
	HBsAg	V02401	1C10E2			
		V02402	1G1A10			
		V02403	3G9F6			
	Human Kappa Light Chain	V06801	2F1C1	鼠单抗	-	免疫组化/流式细胞术
流式细胞术	Human Lambda Light Chain	V06901	2D54			
	PD-L1	V02301	D1A	鼠单抗	-	流式细胞术
		V02601	M2A27			
	CD3	V02602	T3			
		V02701	M5A8			
	CD4	V02702	M5A8[PE]			
		V02703	M5A8[APC]			
		V02704	M5A8[Biotin]			
		V02705	M5A8[FITC]			
		V02901	M7A18			
	CD8	V03001	M8A16			
		V03002	M8A16[PE]			
		V03003	M8A16[APC]			
		V03004	M8A16[Biotin]			
		V03005	M8A16[FITC]			
	CD16	V03401	FL51			
	CD20	V03601	M5C49			
	CD34	V04101	MB34			
	CD36	V07901	FL95			
	CD38	V04201	SD32			
	CD45	V04401	M8A9			
		V04402	FL71			
	CD47	V04501	M27A9			
	CD55	V04601	SD21			
	CD61	V04901	SD35			
	CD138	V07801	FL12			
工具抗体	 FITC	V90101	F11	兔单抗	-	
	 Biotin	V90201	53C8			
	 Mouse IgG (H&L)	V90301	76F10			

抗原:

名称	目录号	来源
25-OH VD3-BSA	T00101	化学合成
25-OH VD3-HRP	T00102	化学合成
BNP	Z02746	<i>E. coli</i>
PD-1	Z03370	CHO
IFN- α 1b, Human	Z02866	<i>E. coli</i>
IFN- α 2a, Human	Z03003	<i>E. coli</i>
IFN- α 2b, Human	Z03002	<i>E. coli</i>
IFN- β , Human	Z03109	HEK 293
IFN- γ , Human	Z02986	CHO
IL-1 β , Human	Z02922	<i>E. coli</i>
	Z02978	CHO
IL-2, Human	Z00368	<i>E. coli</i>
	Z03074	CHO
IL-6, Human	Z03034	<i>E. coli</i>
IL-8/CXCL8 (77aa), Human	Z03262	<i>E. coli</i>
IL-8/CXCL8 (8-79aa), Human	Z03061	<i>E. coli</i>
	Z03138	CHO
IL-10, Human	Z02707	<i>E. coli</i>
	Z03121	CHO

分子诊断:

名称	目录号	规格
Taq DNA Polymerase	E00007-1000	1000 U (1000 U/vial)
	E00007-50000	50000 U (1000 U/vial)
Taq DNA Polymerase without Mg ²⁺	E00008	1000 U (1000 U/vial)
Taq DNA Polymerase, concentrated	E00012	2500 U (2500 U/vial)
Hot Start Taq DNA Polymerase	E00049-1000	1000 U
	E00049-250	250 U
Hot Start Taq Antibody	A01849-1000	1000 U (5 U/ μ l)
	A01849-250	250 U (5 U/ μ l)