

# WB-MASTER Protein Standard

## ● 包装

产品名称:  
WB-MASTER Protein Standard

产品规格: 250 µl/支

## ● 产品信息

产品货号: M00521  
储存溶液: 200mM Tris-HCl, pH 7.3; 15% 甘油;  
2% SDS; 20mM EDTA; 50mM DTT;  
0.01% 溴酚蓝.  
储存温度: -20°C


## ● 产品概述

WB-MASTER Protein Standard 是专为免疫印迹中鉴定蛋白条带而设计的 western marker。本标准品含 7 条重组蛋白, 分子量分别为 20 kDa, 30 kDa, 40 kDa, 50 kDa, 60 kDa, 80 kDa, 120 kDa。每种蛋白条带中都有一个 IgG 结合位点, 此位点可以结合多种物种衍生而来的一抗和二抗。因此本产品可以在不添加任何附加试剂条件下, 在同一张免疫印迹膜上直接观察到蛋白标准品和客户样品。

## ● 适用范围

1. 用于 Western blot 实验估算目的蛋白的分子量大小。

## ● 4-20%预制胶的电泳结果



## ● 注意事项

1. 7.3cm×8.3cm×1mm SDS-PAGE 胶上上样 5µl。
2. 使用前不需要煮样。
3. 在不同类型的凝胶、转膜条件及选择不同的抗体时, 条带强度可能存在细微的差异, 上样量可在 2.5~10µl 范围内调节。
4. 在 -20°C 保存, 避免反复冻融。