

PAGE-MASTER Protein Standard Plus

● 包装


产品名称:
PAGE-MASTER Protein Standard Plus

产品规格: 500 μ l/支

● 产品信息

产品货号: MM1397-500
储存溶液: 200mM Tris-HCl, pH 7.3; 15% 甘油;
2% SDS; 20mM EDTA; 50mM DTT;
0.01% 溴酚蓝.
储存温度: -20°C

● 4-20%预制胶的电泳结果



● 产品概述

PAGE-MASTER Protein Standard (for SDS-PAGE) 是一款由金斯瑞公司设计的特色蛋白标准品。本产品有 9 条蛋白条带, 分子量分别为 10 kDa, 15 kDa, 20 kDa, 30 kDa, 40 kDa, 50 kDa, 60 kDa, 80 kDa, 120 kDa。其中 15 kDa 和 50 kDa 蛋白为电泳过程中可视的蓝色预染条带。所有的蛋白条带均是高纯度的蛋白, 在 SDS-PAGE 胶上会呈现不错的效果。

● 适用范围

1. 用于 SDS-PAGE 实验估算目的蛋白的分子量大小。

● 注意事项

1. 在 7.3cm \times 8.3cm \times 1mm SDS-PAGE 胶上, 每次上样 5 μ l, 此时每条带对应的蛋白量约 1 μ g。
2. 使用前不需要煮样。
3. 在不同类型的凝胶上或者染色条件改变时, 条带强度可能存在细微的差异, 建议调整上样量 2.5~10 μ l。
4. 在 -20°C 可保存一年。